

Sin bolsa textil



Trazabilidad digital

ISO 1140-6:2022

Helix renovado

La nueva generación del monitoreo Helix.

Un sistema Tipo 2 con un PCD reutilizable para monitorear la remoción de aire y la penetración de vapor en ciclos de esterilización que involucran lúmenes estrechos.



¿Por qué elegir Helix Plus Kit?

- Carcasa protectora reutilizable
- Sin bolsa textil
- Menos pasos de manipulación
- Identificación mediante Data Matrix
- Compatible con Trazanto Lens
- Integrado con Bionova® Q App

Indicadores PCD-A
compatibles:

- PCD-A-3.5Y
- PCD-A-5.3Y
- PCD-A-7.0Y

Diseñado
conforme a:

- ISO 1140-1:2014
- ISO 1140-6:2022

